



www.bunsen.es



SENSOR DE CAMPO MAGNÉTICO

Ref. 7 007

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Rango: -50G a +50G (5 mT).
- * Resolución: 0.024G.
- * Profundidad del sensor: 5.0mm.
- * Tipo de sensor: Radiométrico, sensor de efecto Hall lineal.



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

