



www.bunsen.es



SONDA DE VOLTAJE

Ref. 7009

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Rango de voltaje de entrada: -12.0 V a +12.0V.
- * Impedancia de entrada (a tierra): 10 M Ω .
- * Linealidad: 0.01%. Resolución: 3.1 mV.
- * Voltaje de alimentación: 5V CD.
- * Corriente de alimentación: 9mA.
- * Rango de voltaje de salida: 0 a 5V.



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

