



[www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)



# AUTOCLAVE 18L.

Ref. 5026

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- \* Autoclave de sobremesa con 12 ciclos de esterilización pre-programados; control por microprocesador. Cámara de acero inoxidable. Cierre electrónico.
- \* Sistema de esterilización por vacío. Generador de vapor independiente.
- \* Visualización de parámetros y ciclos de esterilización mediante display LCD.
- \* Depósito de agua abierto; facilita el llenado de agua y su limpieza.
- \* Salida de datos por puerto USB; permite exportar, mediante una memoria USB a un PC, los parámetros correspondientes al ciclo de esterilización. Memoria interna; capacidad de almacenar hasta 20 ciclos. Impresora interna.

### \* Seguridad:

- \* Bloqueo de la puerta; el ciclo no se inicia si la puerta no está bien cerrada; además impide su apertura durante el ciclo de esterilización.
- \* Válvula de seguridad; evita superar la presión máxima.
- \* Termostato de seguridad que evita el sobre calentamiento en la cámara.
- \* Protección eléctrica; mediante interruptor magneto-térmico, para proteger al equipo en caso de sobrecarga o cortocircuito.

### \* Señalización:

- \* Errores; indica el código de error que se produce.
- \* Puerta; indica si la puerta está abierta o cerrada.



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254

[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

\* Nivel de agua; indica cuando el depósito de agua limpia está vacío o demasiado lleno. En el caso de la falta de agua, también aparece una señal sonora.

\* Depósito de agua usada; indica cuando este depósito está lleno.

\* Equipamiento:

\* Junta de recambio para la puerta.

\* Llave de ajuste de la puerta.

\* Manguera de desagüe.

\* Filtro de agua.

\* Soporte bandeja de instrumentos.

\* Bandejas instrumentos.

\* Pinza extractora bandejas.

\* Memoria USB.

Fabricada según normativas nacionales e internacionales EN13060 de presión, EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.

Ref	Capacidad	Dimensiones cámara	Dimensiones exteriores An x Al x F	Peso (Kg)	Potencia
5026	18L.	Ø 247 x 350mm.	480 x 465 x 690mm.	47	2200W.

Programa	Temperatura (°C)	Presión (Mpa)	Tiempo esterilización (min)	Tiempo total (min)
<b>Sólidos</b>	134	210	4	15-25
	121	110	20	25-40
<b>Líquidos</b>	134	210	10	25-50
	121	110	30	30-55
<b>Envuelto</b>	134	210	10	20-45
	121	110	30	30-50
<b>Textiles</b>	134	210	10	20-45
	121	110	30	30-50
<b>PRION</b>	134	210	18	30-50
<b>Secado</b>	---	---	---	1-20
<b>B&amp;D TEST</b>	134	210	3.5	22-35
<b>HELIX TEST</b>	134	210	3.5	22-35
<b>VACUUM TEST</b>	---	---	---	15-20

El programa de "Secado" es opcional, si elige éste programa será superpuesto en el lugar del programa de "Textiles".



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA  
 Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254  
[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

