



www.bunsen.es



BAÑO CATA DE ACEITE 4P.

Ref. 1625-4

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Carcasa de acero inoxidable AISI 304.
- * Bloque de aluminio fijo (no extraíble).
- * Calentamiento mediante resistencia plana que ocupa toda la superficie del bloque.
 - * Rango de temperatura desde ambiente +5° hasta 30°C.
 - * Lectura de la temperatura mediante display 3 dígitos con resolución de 0,1°C.
- * Bloque de aluminio con cuatro cavidades, especialmente diseñado para la cata de aceites comestibles según norma CEE N° L.248/67. Diseñado según COI (Consejo Oleícola Internacional).

Fabricado según directivas CE.

Ref	Tipo sonda	Consumo	Medidas bloque An x F	Medidas exteriores An x Al x F	Temp. Máx	Precisión °C
1625-4	PTC	75W.	150 x 150mm.	185 x 80 x 230mm.	30°C	±0.5%



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

