



www.bunsen.es



BIDESTILADOR 4L.

Ref. BA1040

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Bidestilador compacto para obtener agua de gran pureza. Y que produce agua bidestilada para las aplicaciones más usuales en laboratorio.
- * Fabricación completa en vidrio borosilicato 3.3, ideal para la producción de agua.
- * Dotado con varios sistemas de seguridad para un funcionamiento automático: presostato, electroválvula y sonda de llenado.
- * Salida del agua de refrigeración mediante tubo de goma. El agua que no ha condensado fluye por la salida del agua de refrigeración.
- * Ahorro de energía mediante la destilación del agua de refrigeración precalentada.
 - * Proceso de destilación visible a través de la pantalla frontal.
 - * Corte automático de la corriente en caso de falta de agua.
- * Salida del destilado en el lateral de la unidad. Salida del dióxido de carbono mediante escapes en la parte superior de los refrigerantes.

Fabricado según directivas CE.

Ref	Capacidad	Dimensiones An x Al x F (mm)	Peso	Consumo (W)
BA1040	4 L/h	690 x 480 x 400	22 Kg.	6000



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

