



[www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)



## BAÑO DIGITAL 20L.

Ref. 1615

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- \* Construcción metálica de doble cuerpo, exterior pintado en epoxi con tratamiento antioxidante y cubeta interior de acero inoxidable 18/10.
  - \* Calentamiento mediante resistencia blindada en acero inoxidable AISI 316.
- \* Temperatura regulable mediante termostato digital desde ambiente +5° hasta 99,9°C.
  - \* Resolución, 0.1°C.
- \* Equipado con termostato de seguridad con rearme manual para casos de sobre-temperatura, según DIN 12877 clase 2.
- \* Panel de mandos con:
  - \* Interruptor luminoso de puesta en marcha.
  - \* Piloto indicador de funcionamiento de la resistencia.
  - \* Piloto indicador del termostato de seguridad.
  - \* Control de temperatura.

Fabricado según directivas CE.



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254

[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

| Ref  | Capacidad | Tipo sonda | Potencia | Medidas útiles An x Al x F | Medidas ext. An x Al x F | Temp. Máx | Precisión °C |
|------|-----------|------------|----------|----------------------------|--------------------------|-----------|--------------|
| 1615 | 20L.      | NTC        | 1700W.   | 490 x 150 x 290mm.         | 560 x 200 x 440mm.       | 99.9°C    | ±0.5%        |

| Ref       | Accesorios   |
|-----------|--|
| 1632      | Tapa de acero inoxidable con 4 orificios y discos reductores     |
| 1642      | Tapa tejadillo   |
| 1652      | Cubrerresistencias   |
| 1662      | Tapa ciega   |
| 1663      | Grifo desagüe  |
| 1680      | Bisagras para tapa tejadillo ref. 1642                           |
| CHB 062   | Gradilla para biberones (18 biberones)                           |
| 1600-10-1 | Gradillas (265 x 120 mm.) para 98 tubos de ensayo de Ø 10-12 mm. |
| 1600-10-2 | Gradillas (265 x 120 mm.) para 72 tubos de ensayo de Ø 14-16 mm. |
| 1600-10-3 | Gradillas (265 x 120 mm) para 50 tubos de ensayo de Ø 18-20 mm.  |
| 1600-3    | Indicador de nivel de líquido (montaje en fábrica)               |
|           | Existen bandejas especiales según demanda del cliente            |



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA  
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254  
[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)





BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA  
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254  
[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)