



[www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)



# BAÑO TERMOSTÁTICO 3L.

Ref. 1600

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- \* Construcción metálica de doble cuerpo, exterior en aluminio pintado epoxi y cubeta interior en acero inoxidable 18/10.
  - \* Calentamiento mediante resistencia blindada en acero inoxidable AISI 316.
- \* Regulación de temperatura desde ambiente hasta 120°C mediante termostato de bulbo.
  - \* Equipado con termostato de seguridad con rearme manual para casos de sobre-temperatura, según DIN 12877 clase 2.
    - \* Incorpora bandeja cobre-resistencias.
- \* Panel de mandos con:
  - \* Interruptor luminoso de puesta en marcha.
  - \* Piloto indicador de funcionamiento de la resistencia.
  - \* Piloto indicador del termostato de seguridad.
  - \* Selector de ajuste de temperatura.

Fabricado según directivas CE.



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254

[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

| Ref  | Capacidad (L) | Potencia (W) | Medidas útiles (Ø x altura) | Medidas ext. (Ø x altura) | Temp. Máx (°C) | Estabilidad (°C) |
|------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|------------------|
| 1600 | 3             | 500          | 180 x 120 mm.               | 245 x 245 mm.             | 120            | ±1               |

| Ref    | Accesorios  |
|--------|---|
| 1600-1 | Gradillas para 21 tubos de ensayo (hasta Ø 16 mm) |
| 1600-2 | Juego de discos reductores                        |
| 1600-3 | Indicador de nivel de líquidos                    |
| 1600-4 | Gradillas para 25 tubos de ensayo                 |





BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA  
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254  
[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)