



www.bunsen.es

Congeladores



CONGELADOR 85L. C/N

Ref. 9201

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Congelador de convección natural diseñado para trabajar desde -25°C hasta 0°C.
 - * Resolución; 0.1°C.
- * Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI 304. Puerta sólida.
- * 2 bandejas incluidas, capacidad máxima, 4. Carga 10kg. Posibilidad de versión reforzada.
 - * Fluctuación de la temperatura a -10°C de 0.5°C.
 - * Variación de temperatura a -10°C de 2°C.
- * Pantalla táctil grande (4,3"), legible y en color, que proporciona las siguientes opciones:
 - * Comunicación y transferencia de datos por: LAN, USB.
 - * Programas multisegmento de tiempo-temperatura.
 - * Función de bucle hasta 255 veces o sin fin.
 - * Función de retardo de inicio ajustable, rampas ajustables.
 - * Alarma del daño del sensor de temperatura.
 - * Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
 - * Sistema de control de fallo de alimentación (programa continúa después de restaurar la electricidad).
 - * Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
 - * Alarma visual y sonora. Memoria interna para programas y almacenamiento de datos.



BUNSEN SA. C/ Río Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254











info@bunsen.es - www.bunsen.es



- * Registro de eventos. Manual de usuario para descarga directa.
- * Cambio rápido de los parámetros del programa. Barra de alarma.
- * Operación con guantes puestos.

Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom (W)
9201	85L.	610 x 930 x 650mm.	380 x 590 x 400mm.	60 Kg.	de -25 a 0°C	200

Ref	Accesorios	
9201-01		Cubeta Inox.
9201-02		Bandeja rejilla
9201-03		Bandeja Perforada
9201-04		Bandeja rejilla reforzada
9201-05		Carriles reforzados
9201-06		Luz interior
9201-07		Base con ruedas (según modelos)
9201-08		Versión reforzada hasta 160Kg. Estante reforzado hasta 50Kg.
9201-09		Batería de respaldo para controlador.
9201-10		Puerto de acceso (no estandar) para sensor externo



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
 Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

