



[www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)



# DESTILADOR AUTOMÁTICO 4L.

Ref. DA1148

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- \* Destilador automático y de producción continua. Alta calidad de destilación con resultado de gran pureza, exento de iones metálicos y sustancias pirógenas.
  - \* Mecanismo de seguridad que desconecta la resistencia al disminuir la presión del agua de refrigeración, y conecta de nuevo al recuperarse.
- \* Piezas de vidrio construidas en borosilicato 3.3 y resistencia protegida por una vaina de cuarzo que alarga su vida.
- \* Dimensiones reducidas para su fácil manejo. Acoplamiento para ser colgado de la pared.
  - \* Incorpora opcionalmente un sistema exclusivo de limitador de caudal de agua de la red, optimizando dicho caudal al mínimo imprescindible.
  - \* Como el agua destilada está en contacto con la atmósfera antes de que la medida de conductividad pueda ser hecha, el valor de ésta es realmente mucho menor (hasta 10 veces menos) de lo que realmente se mide.

Fabricado según directivas CE.

Ref	Capacidad	Dimensiones An x Al x F (mm)	Peso	Consumo (W)	Agua de refrigeración
DA1148	4.2 L/h	520 x 620 x 410	5.2 Kg.	3000	30



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA  
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254  
[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

