



www.bunsen.es



DESTILADOR CON DEPÓSITO.

Ref. DD1048

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Destilador automático con depósito acumulador de agua destilada incorporado.
 - * Depósito ebullición y depósito contenedor totalmente inoxidable.
 - * Carcasa en acero galvanizado y pintado al horno con pintura epoxi.
- * Interruptor magnético de puesta en marcha de destilación e interruptor magnético de paro de la destilación depósito lleno.
 - * Termostato hidráulico de seguridad.
 - * Electroválvula que controla la entrada de agua al equipo.
- * Grifo incorporado para la retirada de agua destilada y grifo incorporado para el vaciado del depósito ebullición para limpieza.
- * Sistema exclusivo de limitación de caudal de agua de la red optimizando el caudal al mínimo imprescindible.

Fabricado según directivas CE.

Ref	Capacidad	Dimensiones An x Al x F (mm)	Depósito	Peso	Consumo (W)	Agua de refrigeración
DD1048	8 L/h	720 x 700 x 350	16L.	36 Kg.	6000	80



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

