



www.bunsen.es



ESTUFA DE CONVECCIÓN NATURAL

Ref. 8304

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
- * Puerta sencilla, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico.
- * Controles de tiempo y temperatura por microprocesador con pantalla gráfica de LCD.
Resolución 0.1°C.
- * Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables.
 - * Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento.
 - * Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
 - * Función de auto-verificación (auto control).
 - * Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
 - * Bandejas de 2/7. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

| Ref. | Capacidad | Dimensiones An x Al x F | M. útiles An x Al x F | Peso | Temperatura | Consumo (W) |
|------|-----------|-------------------------|-----------------------|--------|--------------|-------------|
| 8304 | 115L. | 650 x 850 x 700mm. | 460 x 540 x 450mm. | 65 Kg. | +5°C / 300°C | 2400 |



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

