



[www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)



# ESTUFA DE CONVECCIÓN NATURAL

## Ref. 8300

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- \* Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
- \* Puerta sencilla, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico.
- \* Controles de tiempo y temperatura por microprocesador con pantalla gráfica de LCD. Resolución 0.1°C.
- \* Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables.
  - \* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento.
  - \* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
  - \* Función de auto-verificación (auto control).
  - \* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
  - \* Bandejas de 1/3. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Consumo (W)
8300	15L.	510 x 550 x 440mm.	320 x 230 x 200mm.	27 Kg.	+5°C / 300°C	600



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA  
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254  
[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

