



www.bunsen.es



ESTUFA DE CONVECCIÓN NATURAL

Ref. 8305

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
- * Puerta sencilla, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico.
- * Controles de tiempo y temperatura por microprocesador con pantalla gráfica de LCD.
Resolución 0.1°C.
- * Función de retardo de inicio (desde 1 min a 99:59 h). Rampas de calentamiento ajustables.
 - * Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento.
 - * Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
 - * Función de auto-verificación (auto control).
 - * Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
 - * Bandejas de 3/9. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Consumo (W)
8305	180L.	650 x 1030 x 760mm.	470 x 720 x 560mm.	94 Kg.	+5°C / 300°C	2400



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

