




www.bunsen.es



# INCUBADOR REFRIGERADO 115L.

Ref. 8202

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- \* Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
- \* Puerta doble, (Puerta con ventana, opcional). Excelente aislamiento térmico.
- \* Pantalla táctil a color de 4,3", que proporciona las siguientes opciones al usuario:
  - \* Mismas funciones que modelo no refrigerado.
  - \* Temperatura de trabajo desde 0 a 70°C. (Opcional de -10 a 100°C).
- \* Regulación de caudal de aire de 0 al 100%. Control automático de la mariposa aire.
- \* Registro de min, promedio y valor máximo de temperatura para cada segmento.
  - \* Posibilidad por parte del usuario de calibrar la temperatura.
  - \* Función de auto-verificación (auto control).
  - \* Alarma sonora y visual de fallo de sensor de temperatura.
- \* Bandejas incluidas 2 de 7. Carga 25Kg. Consultar accesorios.

Fabricado según directivas CE.



Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom.
8202	115L.	660 x 1140 x 720mm.	460 x 540 x 450mm.	90 Kg.	0°C / 70°C	450W.



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA  
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254  
[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

