



[www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)



# MANTA CALEFACTORA ANALOGICA

Ref. 1700

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- \* Regulador electrónico de potencia.
- \* Testigos luminosos de funcionamiento.
- \* Carcasa en ABS.
- \* Excelente aislamiento térmico con fibrocerámica.

Fabricado según directivas CE.

Ref	Capacidad	Dimensiones Ø x AL	Medidas útiles Ø x AL	Temp. máxima	Potencia (W)
1700	100mL.	Ø230 x 155mm.	Ø75 x 40mm.	380°C	130



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA  
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254  
[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

