



www.bunsen.es



MANTA CALEFACTORA ANALOGICA

Ref. 1701

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Regulador electrónico de potencia.
- * Testigos luminosos de funcionamiento.
- * Carcasa en ABS.
- * Excelente aislamiento térmico con fibrocerámica.

Fabricado según directivas CE.

Ref	Capacidad	Dimensiones Ø x AL	Medidas útiles Ø x AL	Temp. máxima	Potencia (W)
1701	250mL.	Ø230 x 155mm.	Ø95 x 60mm.	380°C	210



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

