



[www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)



# MANTA CALEFACTORA ANALOGICA

Ref. 1703

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- \* Regulador electrónico de potencia.
- \* Testigos luminosos de funcionamiento.
- \* Carcasa en ABS.
- \* Excelente aislamiento térmico con fibrocerámica.

Fabricado según directivas CE.

Ref	Capacidad	Dimensiones Ø x AL	Medidas útiles Ø x AL	Temp. máxima	Potencia (W)
1703	1000ml.	Ø260 x 165mm.	Ø145 x 85mm.	380°C	530



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA  
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254  
[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

