



[www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)



# MANTA CALEFACTORA DIGITAL

Ref. 1710

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- \* Regulador de temperatura por controlador digital con control PID.
  - \* Display frontal con temperatura real y programada.
  - \* Sonda Externa para control de la temperatura en muestra.
    - \* Carcasa en ABS.
  - \* Excelente aislamiento térmico con fibrocerámica.

Fabricado según directivas CE.

Ref	Capacidad	Dimensiones Ø x AL	Medidas útiles Ø x AL	Temp. máxima	Potencia (W)
1710	100mL.	Ø230 x 155mm.	Ø95 x 60mm.	380°C	210



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA  
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254  
[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

