



www.bunsen.es



MANTA CALEFACTORA DIGITAL

Ref. 1713

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Regulador de temperatura por controlador digital con control PID.
 - * Display frontal con temperatura real y programada.
 - * Sonda Externa para control de la temperatura en muestra.
 - * Carcasa en ABS.
 - * Excelente aislamiento térmico con fibrocerámica.

Fabricado según directivas CE.

Ref	Capacidad	Dimensiones Ø x AL	Medidas útiles Ø x AL	Temp. máxima	Potencia (W)
1713	1000ml.	Ø260 x 165mm.	Ø145 x 85mm.	380°C	530



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

