



www.bunsen.es



AGITADOR MINI-ORBITAL MICROTITER

Ref. 1440

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Agitador con movimiento vibratorio para agitar 4 placas microtiter de 85 x 125 mm ó cualquier otro tipo de placas debido a la posibilidad de intercambiar bandejas.
 - * Mueble metálico pintado en epoxi.
 - * Regulación electrónica de la velocidad.
 - * Gran estabilidad a máxima agitación.
- * Reloj temporizador; seleccionable hasta 60 minutos, con posición para funcionamiento continuo.
 - * Excentricidad 3mm.
- * Velocidad regulable 100-1000 Rpm.

Fabricado según directivas CE.



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

Ref	Órbita de vibración	Consumo (W)	Dimensiones AnxAxLxF (mm)	Peso (Kg)	Carga Máxima Kg.	Plataforma útil (mm)
1440	3mm.	20	230 x 115 x 295	6	2.5	220 x 220

Ref	Accesorios
1450-1	Adaptador para matraces de 25/50 ml.
1450-2	Adaptador para matraces de 100 ml.
1450-3	Adaptador para matraces de 250 ml.
1450-4	Adaptador para matraces de 500 ml.
1450-5	Adaptador para matraces de 1000 ml.

