



[www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)



## PLACA CALEFACTORA.

Ref. 1500

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- \* Placa calefactora circular de acero indeformable.
- \* Mueble exterior de inyección pintado en epoxi.
- \* Incorpora termostato de seguridad que desconecta la placa si la temperatura excede de 350°C.
- \* Regulación electrónica de la tensión que permite variar la potencia entre el 10% y el 100%.
- \* Opcionalmente puede llevar, en la parte posterior, una conexión para termómetro de contacto.
- \* Esta provista de interruptor luminoso de puesta en marcha y piloto de señalización de funcionamiento de la resistencia.

Fabricado según directivas CE.



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254

[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

Ref	Dimensiones An x Al x F	Superficie útil	Temp. máxima	Potencia (W)	Peso (Kg)
1500	180 x 125 x 220mm.	Ø 150 mm.	350°C	500	2

Ref	Accesorios
1521	Toma posterior para termómetro de contacto
1520	Varilla soporte 12 x 450 mm. adaptable al mueble
1735	Programador digital

