



www.bunsen.es



PLACA CIRCULAR

Ref. 1502

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Placa de Ø 150mm. Potencia 1500 W.
 - * Conmutador de 7 potencias.
 - * Cuerpo de 265 x 265 mm.
- * Caja esmaltada de alta resistencia al calor y a los productos químicos.
 - * Piloto indicador de funcionamiento.

Fabricado según directivas CE.

Ref	Dimensiones An x Al x F	Superficie útil	Temp. máxima	Potencia (W)	Peso (Kg)
1502	265 x 125 x 265mm.	Ø 150 mm.	400°C	1500	2



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

