



[www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)



# PLACA CIRCULAR

Ref. 1503

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- \* Placa de Ø 180mm. Potencia 2000 W.
  - \* Conmutador de 7 potencias.
  - \* Cuerpo de 265 x 265 mm.
- \* Caja esmaltada de alta resistencia al calor y a los productos químicos.
  - \* Piloto indicador de funcionamiento.

Fabricado según directivas CE.

Ref	Dimensiones An x Al x F	Superficie útil	Temp. máxima	Potencia (W)	Peso (Kg)
1503	265 x 125 x 265mm.	Ø 180 mm.	400°C	2000	3



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA  
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254  
[info@bunsen.es](mailto:info@bunsen.es) - [www.bunsen.es](http://www.bunsen.es)

