



www.bunsen.es



PLACAS RECTANGULARES.

Ref. 1540

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Construcción de la placa en acero inoxidable AISI 316.
- * Superficie de calentamiento, fácil de mantener limpia y resistente a la corrosión.
- * Elementos calefactores distribuidos en toda la placa, lo que proporciona una buena homogeneidad de la temperatura.
 - * Mueble metálico pintado en epoxi.
 - * Temperatura regulable sobre placa hasta 400°C.
- * Excelente aislamiento térmico que elimina la transmisión de calor al mueble donde se encuentran los elementos de control.
 - * Control de la temperatura mediante regulador electrónico de impulsos de energía de 0-100%.
- * Posibilidad de incorporar una cubeta de acero inoxidable para baños de arena.

Fabricado según directivas CE.



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254

info@bunsen.es - www.bunsen.es

Ref	Medidas útiles An x F	Dimensiones An x Al x F	Temp. máxima	Consumo
1540	200 x 400mm.	190 x 220 x 480mm	400°C	2000W.

Ref	Accesorios
1560-1	Cubeta de acero inoxidable para baños de arena en placas de 190 x 220 x 480 mm.
1735	Programador digital
1521	Toma para termómetro de contacto

