




www.bunsen.es

AGITADORES



AGITADOR DE PLAQUETAS

Ref. 1400-BS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Equipo diseñado para una agitación continua de bolsas de plaquetas o similares.

- * Mueble metálico pintado en epoxi.
- * Movimiento lineal (vaivén) de 12mm de recorrido.
- * Agitación continua a una velocidad fija de 60 rpm.
- * Parrillero de acero inoxidable con una capacidad máxima de 18 bolsas.
- * Sistema de deslizamiento auto-lubricado, libre de mantenimiento.

Fabricado según directivas CE.



Ref	Cap. de agitación	Consumo (W)	Dimensiones AnxAxBxF (mm)	Peso (Kg)	Dimensiones Parrillero (mm)
1400-BS	18 bolsas	120	435 x 425 x 365	20	385 x 285 x 355



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254

info@bunsen.es - www.bunsen.es

