




www.bunsen.es



AGITADOR ROTATIVO

Ref. 1130

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Agitador especialmente diseñado para una agitación lenta y continua de tubos de ensayo.

- * Mueble inyectado pintado en epoxi, con buena estabilidad.
- * Disco adaptador de tubos de ensayo de Ø 280 mm. NO INCLUIDO.
- * Posibilidad de variar la inclinación del eje de rotación de 0 a 90 grados.
 - * Velocidad controlada mediante regulación electrónica.
- * Posibilidad de agitar tubos de ensayo desde Ø 6 hasta Ø 38 mm.

Fabricado según directivas CE.



BUNSEN SA. C/ Tokio, 2 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA

Tlf. 916 113 584 - Fax. 916 128 254

info@bunsen.es - www.bunsen.es

Ref	Velocidad de agitación	Potencia (W)	Dimensiones AnxAlxF (mm)	Peso (Kg)
1130	Variable entre 5 y 25	12	180 x 300 x 220	4

Ref	Accesorios
1130-1	Discos para 24 tubos de 10-12 mm
1130-2	Discos para 20 tubos de 14-16 mm
1130-3	Discos para 20 tubos de 16-20 mm
1130-4	Discos para 16 tubos de 20-24 mm
1130-5	Discos para 16 tubos de 26-32 mm
1130-6	Discos para 8 tubos de hasta 40 mm
	Discos, tubos de ensayo y vasos con otras dimensiones disponibles según demanda