




www.bunsen.es

ULTRACONGELADORES



ULTRACONGELADOR 200.

Ref. 9001

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- * Ultracongelador diseñado para temperaturas entre -86°C y -50°C.
- * Chasis de acero inoxidable AISI 304. Interior Ixon. DIN 14016.
 - * Resolución de temperatura de 0.1°C.
 - * Tiempo de enfriamiento de +20°C a -80°C; 3,5h.
 - * Fluctuación de temperatura a -80°C; 1,5°C.
 - * Variación de temperatura a -80°C; 4°C.
 - * Puerta con cierre dotado de llave.
 - * 3 cámaras independientes de 520x240x560mm.
- * Con capacidad para 144 cajas y 11.644 tubos. (Ver imagen).
- * Sistema de frío continuo en caso de fallo de red alimentado por equipo externo de CO2 (OPCIONAL, ver imagen).
- * Puerto de acceso para medición de temperatura externa.
 - * Pantalla táctil de 4,3", nítida, en color.
 - * Puertos USB y LAN para transferencia de datos.
- * Programas multisegmentos de tiempo y temperatura.



BUNSEN SA. C/ Río Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es



- * Función de bucle hasta 255 veces o sin fin.
- * Función de retardo de inicio ajustable. Rampas ajustables.
- * Registro de valor mínimo, medio y máximo de temperatura y humedad para cada segmento.
 - * Visión de conjunto y de los parámetros actuales durante el funcionamiento.
 - * Posibilidad de operación con la prioridad de temperatura o tiempo.
 - * Control de velocidad del ventilador para 0...100%; 10...100%.
 - * Alarma del daño del sensor de temperatura.
 - * Posibilidad de calibración de temperatura por el usuario.
- * Sistema de fallo de alimentación (el programa continúa después de restaurar la electricidad).
 - * Vista previa de datos en forma de tabla y gráfico.
 - * Alarma visual y sonora.
 - * Memoria interna para programas y almacenamiento de datos.
 - * Registro de eventos.
- * Cambio rápido de los parámetros del programa. Barra de alarma.
 - * Operación con guantes puestos.

Fabricado según directivas CE.

Ref.	Capacidad	Dimensiones An x Al x F	M. útiles An x Al x F	Peso	Temperatura	Pot. Nom (W)
9001	242L.	880 x 1630 x 950mm.	520 x 830 x 560mm.	180 Kg.	De -50 hasta -86°C	2100



BUNSEN SA. C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA
 Tlf. 916 113 584 - Fa. 916 128 254
info@bunsen.es - www.bunsen.es

